



De NIEUWE pico^{baby}TM

Helpt mensen bij het stoppen met roken.



Eenvoudig CO meten bij
zwangerschap

Gratis COdata⁺ software

Ideaal voor uitgebreid stoppen
met roken advies door:

- Verloskundigen
- Stoppen met roken professionals
- Huisartsen
- Scholen
- Apotheken
- Praktijkondersteuners



Smokerlyzer[®]
www.bedfont.com

Kenmerken en voordelen

- Nieuw en makkelijk te gebruiken interface
- Antibacteriele SteriTouch® technologie
- Touchscreen
- Automatische conversie naar %FCO_{Hb}
- 5 jaar garantie

Technische specificaties

Concentratie bereik (CO)	0-150ppm
Scherf	Kleuren touchscreen
Detectie principe	Elektrochemische sensor
Nauwkeurigheid	<3% verschil op opeenvolgende metingen
Waterstof kruisgevoeligheid	<6%
Stroom	3 x AA (LR6 van gelijkwaardig) 1 x CR2032 Lithium knoopcelbatterij
T90 reactietijd	≤17 seconden
Operationeel temperatuurbereik	10-40°C
Operationeel/transport/opslag druk	800-1200mbar
Operationele vochtigheid	10-90% niet-condenserend
Levensduur van de sensor	5 jaar- 5 jaar garantie
Gevoeligheid van de sensor	1ppm
Sensor afwijking	<10% per jaar
Afmetingen	Ongeveer 34 x 75 x 140mm
Gewicht	Ongeveer 200g (inclusief batterijen)
Constructie van de monitor	Omhuifel: Polycarbonate/ABS blend SteriTouch® anti-Microbial toegevoegd D-stuk: Polypropylene



Britse technologie

Bedfont Scientific Ltd

Station Road, Harrietsham, Maidstone
Kent, ME17 1JA, England
Tel: +44 (0)1622 851122, Fax: +44 (0)1622 854860
Email: ask@bedfont.com
www.bedfont.com

© Bedfont Scientific Limited 2015

Issue 4- May 2016, Part No: MKT378_NL
Bedfont Scientific Limited reserve the right to change or update this literature without prior notice.
Registered in: England and Wales. Registered No: 1289798

